




種類	選定療養	選定療養	選定療養
レンズイメージ			
レンズ名称	Pan Optix パンオプティクス	Vivity ビビティ	Synergy シナジー
タイプ	回折型	波面制御型	回折型 +焦点深度拡張型
乱視矯正	可	否	可
度数間隔	0.5	0.5	0.5
焦点	遠・中・近	遠～中	遠・中・近
近方の焦点距離	40cm	66cm	33cm
優位な作業、見え方	運転・PC・読書	運転	スポーツ・PC・読書
グレア・ハロー	やや少なめ	かなり少なめ	やや有
読書	○	△	◎
PC	◎	○	◎
ゴルフ	◎	◎	○
夜間運転	○	◎	△
生産国	アメリカ	アメリカ	アメリカ
メーカー	Alcon	Alcon	J&J

※この表はメーカーが公表している内容をもとに、当院で手術を行った患者様の感想や手術データを加味して作成した内容になります。

他院とは多少異なる点もございますので、あらかじめご了承の程、よろしくお願いいたします。

※◎や○が付いている場合でも個人により眼鏡が必要なケースもございます。